

Prøvemateriale og mengde

Karbondatering kan kun utføres på bestemte materialer og vi trenger et minimum av størrelse på prøvemateriale for å kunne utføre testing. Nedenfor finner du spesifikasjoner for passende materiale og nødvendig mengde. Vennligst også husk at metoden passer best på materiale mellom 350 og 50 000 år.

Bein	>150 mg, helst 1 g
Bein, brent/kremert	>0.5-1.0 g, helst 1-2 g
Foraminiferer	>15 mg
Frø, korn, planterester	>15 mg
Gevir/horn	>150 mg, helst 1 g
Humus	>20 mg
Hår, ull	>20 mg
Matskorpe	>15 mg
Organisk sediment, gytje	>60 mg
Pollen	>15 mg
Skjell, korall, CaCO ₃	>20 mg
Skin, hud, lær	>100 mg, helst 1 g
Tekstil	>50 mg, helst 1 g
Torv	>25 mg
Tre	>15 mg
Trekull	>15 mg
CO ₂	Kontakt oss for informasjon
Grafitt, forbehandlet	Kontakt oss for informasjon
Annet, forbehandlet	Kontakt oss for informasjon
Annet, ikke forbehandlet	Kontakt oss for informasjon